

Neotech Bridge Reinigungsanleitung

NEOTECH
Products LLC

Neotech Bridge®
Breastfeeding Assistance Device

REF Catalog No.
N8001

Manufactured by
NEOTECH PRODUCTS LLC
28430 Witherspoon Parkway, Valencia, CA 91355, USA
1-800-966-0500 • neotechproducts.com

EC REP EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem, The Netherlands

MD Medical Device

CE

D518 Rev C 2024.10.01



Milchwiese eine Marke der Witzleben Apotheken
The Female Health Company

Kaiserdamm 19
14057 Berlin
Telefon 030 | 89402044
030 | 89402045
Fax 030 | 89402046

milchwiese@witzleben-apotheke.de
www.milchwiese.de

Deutsch
Neotech Bridge® Stillhilfegerät
GEBRAUCHSHINWEIS
Neotech Bridge ist ein Stillhilfegerät, das einen an der Brust angelegten Säugling mit ergänzender Nahrung versorgt
GEBRAUCHSANWEISUNG
Schritt 1 Füllen Sie die Spritze (separat erhältlich für N8001-5 und N8001-30) mit Milch oder Säuglingsnahrung und drehen Sie sie auf den violetten Anschluss des Neotech Bridge.
Schritt 2 Drehen Sie das Bridge um und platzieren Sie es mittig über der Brustwarze. Drücken Sie die Ränder des Bridge nach unten auf die Brust, sodass sie dicht abschließen.
Schritt 3 Legen Sie das Baby am Bridge an.
Schritt 4 Drücken Sie zum Abgeben der Milch den Spritzenkolben nach Bedarf herunter.
Schritt 5 Reinigen Sie das Bridge nach jedem Gebrauch und desinfizieren Sie es täglich, wie angegeben. Ersetzen Sie das Bridge nach einer Woche oder nach 20 Reinigungen, je nachdem, was früher eintritt.
Reinigung
Reinigen Sie das Bridge nach jedem Gebrauch sofort.
Schritt 1 Trennen und spülen Sie alle Teile einschließlich des Spritzenkolbens unter fließendem Wasser ab, um Milchreste zu entfernen.
Schritt 2 Weichen Sie alle Einzelteile 5 Minuten lang in warmem Spülwasser ein.
Schritt 3 Setzen Sie den Kolben wieder in die Spritze ein und füllen Sie sie mit warmem Spülwasser. Schließen Sie sie an das Bridge und an den Verlängerungsschlauch an (falls vorhanden, bei N8001-5 und N8001-30 nicht im Lieferumfang enthalten). Spülen Sie den Schlauch und das Bridge durch und wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male.
Schritt 4 Füllen Sie die Spritze mit klarem Wasser und verbinden Sie sie wieder mit dem Bridge und dem Verlängerungsschlauch (falls dieser verwendet wurde). Spülen Sie den Schlauch und das Bridge durch und wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male.
Schritt 5 Füllen Sie die Spritze mit klarem Wasser und verbinden Sie sie wieder mit dem Bridge und dem Verlängerungsschlauch (falls dieser verwendet wurde). Drücken Sie mehrmals Luft durch den Schlauch, um Wassertropfen herauszudrücken.
Schritt 6 Trennen Sie alle Teile einschließlich des Spritzenkolbens und legen Sie sie auf eine saubere, trockene Oberfläche und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Bewahren Sie die trockenen Teile in einem Plastikbeutel/Behälter auf, wenn sie nicht verwendet werden.
Vorsichtsmaßnahme: Trocknen Sie die Teile nicht mit Papiertüchern oder ähnlichem ab, da sich dadurch die Lebensdauer des Geräts verkürzt. Lagern Sie keine nassen oder feuchten Teile.
Desinfizieren
Einmal täglich desinfizieren. Verwenden Sie keine Sterilisatoren oder Mikrowellen.
Schritt 1 Trennen und spülen Sie alle Teile einschließlich des Spritzenkolbens unter fließendem Wasser ab, um Milchreste zu entfernen.
Schritt 2 Füllen Sie einen Topf mit 8 Tassen Trinkwasser und bringen Sie es zum Kochen.
Schritt 3 Schalten Sie die Wärmequelle aus und lassen Sie das kochende Wasser zweieinhalb Minuten lang abkühlen.
Schritt 4 Legen Sie die einzelnen Teile in das Wasser und lassen Sie sie 10 Minuten lang einweichen.
Schritt 5 Lassen Sie das Wasser bei geöffnetem Topf abkühlen und nehmen Sie die Teile vorsichtig mit einer Zange aus dem Wasser.
Schritt 6 Legen Sie die Teile auf eine saubere, trockene Oberfläche und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Bewahren Sie die trockenen Teile in einem Plastikbeutel/Behälter auf, wenn sie nicht verwendet werden.
Vorsichtsmaßnahme: Trocknen Sie die Teile nicht mit Papiertüchern oder ähnlichem ab, da sich dadurch die Lebensdauer des Geräts verkürzt. Lagern Sie keine nassen oder feuchten Teile.
GEGENANZEIGEN, VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNHINWEISE
Das Bridge ist nicht bei einer bestehenden medizinischen Gegenanzeige für das Stillen zu verwenden. Fragen Sie im Zweifelsfall bitte Ihren Arzt.
Lassen Sie den Inhalt der Spritze vor dem Spülen nicht eintrocknen
Trennen und spülen Sie alle mit der Brust, der Muttermilch oder der Nahrungsergänzungsmitteln in Berührung gekommenen Teil sofort nach dem Gebrauch, um ein Eintrocknen von Milchresten und Bakterienwachstum zu vermeiden.
Verwenden Sie zum Reinigen nur Leitungswasser oder abgefülltes Wasser in Trinkwasserqualität.
Scheuern Sie keine Bestandteile der Spritze ab.
Setzen Sie es keiner extremen Hitze aus.
Trocknen Sie die Teile nicht mit Papiertüchern oder ähnlichem ab.
Lagern Sie keine nassen oder feuchten Teile.
Befolgen Sie die von Neotech Products angegebenen

Reinigungsanweisungen.
Europäische Union: MDR EU 2017/745
Jeder schwerwiegende Vorfall, der in Verbindung mit diesem Gerät aufgetreten ist, sollte Neotech Products und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.